

**Delara®**

GB Mould chart  
DE Formenkarte  
FR Cartes des Formes  
IT Tabella forme  
ES Carta de Formas  
PT Carta Molde  
NL Vormenkaart  
SE Formkort  
DK Formkort  
FI Muotto korti  
NO Formkort  
EE Vormikaart  
LV Formas karte  
LT Formos kortelė  
ARA مخطط القالب



**Delara®**

A modern all-round tooth line for all indications with lifelike aesthetics.

Giving a hand to oral health.




**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

# Anteriors

Frontzähne / Antérieures / Anteriori / Anteriores / Anteriores / Tanden / Framtänder / For tænder / Etuhampaat / Fortennene / Eesmised hambad / Priekšējie zobi / Priekiniai dantys / الأمامية

**T 42**  

42,4
9,6
8,0

**S 44**  

44,5
10,4
8,3

**O 43**  

44,2
10,5
8,3

**T 44**  

45,1
10,5
8,2

**S 43**  

43,9
9,6
8,2

**R 45**  

45,0
10,6
8,2

**T 45**  

45,7
11,3
8,4

**O 47**  

48,1
11,4
9,1

**T 46**  

46,5
10,7
8,7

**R 47**  

47,5
11,5
8,8

**R 46**  

46,5
10,1
8,8

**S 48**  

49,0
11,3
9,1

**R 48**  

48,8
13,0
9,3

**S 50**  

51,0
11,8
9,6

**T 49**  

49,6
12,2
9,1

**O 51**  

52,2
12,4
9,8

**R 49**  

48,7
10,9
9,3

**R 52**  

52,1
13,6
9,8



## Posteriors

Seitenzähne / Postérieures / Posteriori / Posteriores / Posteriores / Kiezen / Bakre tänder / Bageste tænder / Takimmaiset hampaat / Bakre tenner / Tagumised hambad / Aizmugurējie zobi / Užpakaliniai dantys / الخلفية



Upper anteriors

Lower anteriors

Posteriors



T 42
T 44
T 45
T 46
T 49

L 33
L 33 + L 35
L 33 + L 35 + L 36
L 35 + L 36 + L 38
L 38 + L 39

30 + 32
30 + 32
32 + 34
32 + 34
36



O 43
O 47
O 51

L 33 + L 35 + L 36
L 38 + L 39
L 38 + L 39

30 + 32
34
36



R 45
R 46
R 47
R 48
R 49
R 52

L 33 + L 35
L 33 + L 35 + L 36
L 38 + L 39
L 36 + L 38
L 38 + L 39
L 38 + L 39


32
32 + 34
34
34
34 + 36
36




S 43
S 44
S 48
S 50

L 33 + L 35 + L 36
L 33 + L 35 + L 36 + L 38
L 38 + L 39
L 38 + L 39

30 + 32
30 + 32 + 34
34 + 36
36




**T 42**  
42,4  
9,6  
8,0



**30 U**  
29,1



**L 33**  
33,6  
9,4  
5,2



**30 L**  
31,4  
8,1

## Everybody's Delara



Delara meets every need offering a lively surface structure and unique layering, along with modern and bright shading for a fresh and vivid appearance.

- **Easy handling for predictable results:** freedom during set-up without excessive grinding or changing the basic shape and layering effects. The polishing buffer, basal grinding reserve and optimized incisal edge simplify the set-up process.
- **Flexibility:** bigger interdental space, full range of shades, process-optimized and anatomical forms – for all indications and set-up options.
- **Aesthetics:** blueish effect for a fresh and lively appearance, along with modern shading, a vivid surface structure and dynamic light refraction.

That's why we call it  
"Everybody's Delara".

*“Delara anterior teeth look so natural and beautiful in the mouth thanks to the unique surface structure. In addition, they are easy to set up, especially the posterior teeth. With Delara you have the freedom of set-up with almost no grinding necessary.”*



**Ilkka Garaisi**

As dentist (clinical dental technician) he has over 25 years of experience and treated over 7.000 patients with full dentures. He is president of EHT-federation in Finland, teacher of denturists, and representative of Finland in the IFD.



GB: Hypersensitivities to the product or its components (e.g. Methyl methacrylate & Benzoyl peroxide) cannot be excluded in individual cases. In case of suspicion please contact the manufacturer for ingredients information.

DE: Überempfindlichkeiten gegen das Produkt oder seine Bestandteile (z.B. Methylmethacrylat & Benzoylperoxid) können im Einzelfall nicht ausgeschlossen werden. Inhaltsstoffe sind im Verdachtsfall beim Hersteller zu erfragen.

FR: Hypersensibilité à cela Produit ou ses composants (par ex. Méthacrylate de méthyle et peroxyde de benzoyle) ne peut être exclu dans des cas individuels volontés. Les ingrédients sont suspectés demandez au fabricant.

IT: Ipersensibilità al prodotto o ai suoi componenti (ad es. metacrilato di metile e perossido di benzoile) non possono essere escluse in singoli casi. In caso di sospetto si prega di contattare il produttore per informazioni sugli ingredienti.

ES: Las hipersensibilidades al producto o a sus componentes (por ejemplo, el metacrilato de metilo y el peróxido de benzoílo) no pueden excluirse en casos individuales. En caso de sospecha, póngase en contacto con el fabricante para obtener información sobre los ingredientes.

PT: Hipersensibilidades ao produto ou a seus componentes (por exemplo, metacrilato de metila e peróxido de benzoíla) não podem ser excluídas em casos individuais. Em caso de suspeita, favor entrar em contato com o fabricante para obter informações sobre os ingredientes.

NL: Overgevoeligheid daarvoor Product of zijn componenten (bijv. Methylmethacrylaat en benzoylperoxide) kan in individuele gevallen niet worden uitgesloten zullen. Ingrediënten worden vermoed vraag de fabrikant.

SE: Överkänslighet mot det Produkt eller dess komponenter (t.ex. Metylmetakrylat och bensoylperoxid) kan inte uteslutas i enskilda fall kommer. Ingredienser misstänks fråga tillverkaren.

DK: Overfølsomhed over for det Produkt eller dets komponenter (f.eks. Methylmethacrylat & benzoylperoxid) kan ikke udelukkes i individuelle tilfælde vilje. Ingredienser mistænkes spørg producenten.

FI: Yliherkkyyks sille Tuote tai sen komponentit (esim. Metyylimetakrylaatti ja bentsoyyliperoksidi) ei voida sulkea pois yksittäistapauksissa tahtoa. Ainekset epäillään kysy valmistajalta.

NO: Overfølsomhet overfor det Produkt eller dets komponenter (f.eks. Metylmetakrylat og benzoylperoksid) kan ikke utelukkes i enkeltsaker vil. Ingredienser mistenkes spør produsenten.

EE: Üksikjuhtudel ei saa välistada ülitundlikkust toote või selle komponentide (nt metüülmetakrülaat ja bensoüülperoksiid) suhtes. Kahtluse korral võtke koostisosade kohta teabe saamiseks ühendust tootjaga.

LV: Paaugstināta jutība pret to Produkts vai tā sastāvdaļas (piem., Metilmetakrilāts un benzoilperoksīds) nevar izslēgt atsevišķos gadījumos būs. Ir aizdomas par sastāvdaļām jautājiet ražotājam.

LT: Padidėjės jautrumas tam Produktas ar jo komponentai (pvz. Metilmetakrilatas ir benzoilo peroksidas) negalima atmesti atskirais atvejais valios. Įtariama, kad ingredientai klauskite gamintojo.

ARA: في حال وجود حساسية للمنتج أو لأحد مكوناته (مثال: ميثال ميثاكريليت أو بينزويل بيروكسيد) فلا يمكن التغاضي عنها في الحالات الفردية. في حالة الشك يرجى التواصل مع الشركة المصنعة للحصول على كافة المعلومات عن المكونات.

This mould chart complies with EN ISO 22112:2017. / Diese Formenkarte erfüllt EN ISO 22112:2017. / Cette carte forme remplit EN ISO 22112:2017. / Questa tabella forme soddisfa EN ISO 22112:2017. / Esta carta de formas es conforme con la EN ISO 22112:2017. / Esta carta molde está em conformidade com EN ISO 22112:2017. / Deze vormenkaart voldoet aan EN ISO 22112:2017. / Detta formkort uppfyller EN ISO 22112:2017. / Dette formkort opfylder EN ISO 22112:2017. / Tämä muotokortti täyttää EN ISO 22112:2017. / Dette formkortet opfylder EN ISO 22112:2017. / See vormikaart vastab standardile EN ISO 22112:2017. / Ši formas karte atbilst EN ISO 22112:2017. / Ši formas korta išpildo EN ISO 22112:2017. / يتوافق مخطط القوالب هذا مع EN ISO 22112:2017.



#### Manufacturer

Kulzer GmbH  
Leipziger Straße 2  
63450 Hanau, Germany

#### Contact in Germany

Kulzer GmbH  
Leipziger Straße 2  
63450 Hanau, Germany  
info.lab@kulzer-dental.com